



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

De runner van Orthos is een sta-systeem waarmee de gebruiker, dankzij de grote wielen met geïntegreerde grijpringen, zelfstandig in en rond het huis kan bewegen. Aan de voor- en achterzijde van de wielbasis bevinden zich twee kleine geremde zwenkwielen. Alle segmenten zijn volledig in hoogte en breedte aanpasbaar. De runner kan meegroeien met de gebruiker. De instelbare onderdelen laten zich door een specialist makkelijk aanpassen. Door een blokkeerbare gasveer kan de runner van volledig horizontaal naar volledig verticaal kantelen.

L'orthèse type Orthos est un système de support avec lequel l'utilisateur, grâce à ses grandes roues à anneaux de préhension intégrés, peut se déplacer de manière indépendante dans et autour de la maison. À l'avant et à l'arrière de l'empattement se trouvent deux petites roues pivotantes freinées. Tous les segments sont entièrement réglables en hauteur et en largeur. L'orthèse peut grandir avec l'utilisateur. Les parties réglables peuvent être facilement ajustées par un spécialiste. Un ressort à gaz verrouillable permet de faire basculer le coureur de l'horizontale à la verticale.

Orthos-runner

Orthèse type Orthos

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

De beoogde doelgroep zijn kinderen en jongvolwassenen tot 85kg die niet zelfstandig kunnen staan en met onvoldoende rompstabiliteit. Het kind dient cognitief voldoende ontwikkeld te zijn om zich doelgericht te verplaatsen.

Werkingsmechanisme van het product

Het standingframe maakt gebruik van een drie-punts-principe.

Het ondersteunen van de benen gebeurt met:

- een steunpunt aan de hielen (achteraan),
- een steunpunt t.h.v. de knieën (vooraan) en
- een steunpunt op de billen(achteraan).

De in hoogte regelbare tafel, samen met borststuk zorgen voor een ondersteuning van de romp en voor een beter oprichting.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Het hulpmiddel moet bij een eerste gebruik steeds ingesteld worden door een erkend verstrekker.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Gewenning aan het hulpmiddel

Het gebruik stapsgewijs opbouwen tot het kind er een uur per dag kan in rechtstaan.

Aanleggen van het hulpmiddel

1. Bij het instappen van de runner van Orthos dient erop gelet te worden dat de hielen goed achteraan in de voetschalen staan.
2. De knieën begeleiden in de kniesteunen.
3. Dan de bekkensteun dichtklappen en sluiten.

Kledij en gebruik van het hulpmiddel

- Het kind kan er met zijn gewone, dagelijkse kledij in rechtstaan.
- Het apparaat dient op een vlakke ondergrond gebruikt te worden.
- Bij eventuele klachten of drukpunten uw verstrekker raadplegen.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

- Zowel het statief als de aanpasbare onderdelen zijn vervaardigd van aluminium.
- De aanpasbare onderdelen zijn verzacht met PE-schuim.

Reinigingsinstructies

Het volledige apparaat kan gereinigd worden met een vochtige doek, eventueel aangevuld met een desinfecterend schoonmaakmiddel.

Onderhoudsadvies

Zorg ervoor dat de afstellingen behouden blijven. Bij twijfel, raadplaag uw verstrekker.

Recyclage

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

Le groupe cible est constitué d'enfants et de jeunes adultes jusqu'à 85 kg qui ne peuvent pas se tenir debout de manière autonome et dont le tronc n'est pas suffisamment stable. L'enfant doit être suffisamment développé sur le plan cognitif pour pouvoir se déplacer de manière ciblée.

Fonctionnement du produit

Le cadre debout utilise un principe en trois points. Les jambes sont soutenues par :

- un point d'appui aux talons (arrière),
- un point d'appui aux genoux (avant) et
- un point d'appui aux fesses (arrière).

La table réglable en hauteur avec une pièce de poitrine soutient le torse et améliorent l'érection.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

- L'appareil doit toujours être réglé par un prestataire autorisé lorsqu'il est utilisé pour la première fois.

2. Application du produit

Habitude à l'orthèse

Utilisez-le progressivement jusqu'à ce que l'enfant puisse s'y tenir debout pendant une heure par jour.

Application de l'orthèse

1. Lorsque vous entrez dans le cadre debout, assurez-vous que les talons sont correctement positionnés à l'arrière des coquilles de pied.
2. Guidez les genoux dans les genouillères.
3. Ensuite, fermez suffisamment la ceinture pelvienne et toute ceinture pour le torse.

Vêtements et utilisation de l'orthèse

- L'enfant peut s'y tenir debout avec ses vêtements normaux de tous les jours.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface plane.
- Si vous avez des plaintes ou des points de pression, veuillez consulter votre prestataire.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

- Le trépied et les pièces adaptables sont en aluminium
- Les parties adaptables sont ramollies avec de la mousse PE.

Instructions de nettoyage

L'ensemble de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide, si nécessaire avec un produit de nettoyage désinfectant.

Conseil en matière de soins

Veillez à ce que les paramètres soient maintenus. En cas de doute, consultez votre prestataire.

Recyclage

Déchets résiduels. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

