



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

Een standingframe VIGO type 2 is een hulpmiddel om kinderen die geen zelfstandige stafunctie hebben te laten rechtstaan. Het is bij dit type belangrijk dat de gebruiker een goede controle heeft van het bovenlichaam en slechts minimale contracturen in de knieën en het bekken. Het zorgt voor een goede alignatie van de onderste ledematen. De eendelige kniesteun wordt op maat gemaakt en de vorm van de benen worden apart uitgefreesd in de schuim. Een grote abductie is niet mogelijk.

Bij dit type standingframe wordt het bekken altijd gesteund met neopreen riemen, een stijf bekkenstuk is niet mogelijk. De knieën worden omvat door één schuimblok en zijn dus niet regelbaar. De tafel is inclusief en in hoogte regelbaar.

Un cadre pour se tenir debout de type 2 de VIGO est une aide pour aider les enfants qui n'ont pas de fonction indépendante pour se tenir debout. Il est important pour ce type d'appareil que l'utilisateur ait un bon contrôle du haut du corps et des contractures minimales au niveau des genoux et du bassin. Elle assure un bon alignement des membres inférieurs. La genouillère en une seule pièce est fabriquée sur mesure et la forme des jambes est fraisée séparément dans la mousse. Un enlèvement de grande envergure n'est pas possible. Il peut être utilisé pour les très jeunes enfants.

Avec ce type de châssis, le bassin est toujours soutenu par des sangles en néoprène, un bassin rigide n'est pas possible. Les genoux sont entourés d'un bloc de mousse et ne sont donc pas réglables. La table est incluse et réglable en hauteur.

Standingframe Type 2

Orthèse station debout Type 2

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

De beoogde doelgroep zijn kinderen die niet zelfstandig kunnen staan. Maar met een goede controle van het bovenlichaam en slechts minimale contracturen in knieën en bekken. De kinderen behoeven geen grote abductie. Er is geen minimumlengte voor het kind.

Werkingsmechanisme van het product

Het standingframe maakt gebruik van een drie-punts-principe.

Het ondersteunen van de benen gebeurt met:

- een steunpunt aan de hielen (achteraan),
- een steunpunt t.h.v. de knieën (vooraan) en
- een steunpunt op de billen(achteraan).

Een riem achter aan de rug kan voor extra stabiliteit zorgen.

De in hoogte regelbare tafel zorgt voor een beter oprichting.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Het hulpmiddel moet bij een eerste gebruik steeds ingesteld worden door een erkend verstrekker.
- Niet gebruiken bij onvoldoende rompstabiliteit en bij te grote contracturen van de knieën of het bekken.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Gewenning aan het frame

Het gebruik stapsgewijs opbouwen tot het kind er een uur per dag kan in rechtstaan.

Aanleggen van het frame

1. Bij het instappen van het standingframe dient erop gelet te worden dat de hielen goed achteraan in de voetschalen staan.
2. De knieën begeleiden in de kniesteunen.
3. Dan de bekkenriem en eventuele riem voor de romp voldoende sluiten.

Kledij en gebruik van het frame

- Het kind kan er met zijn gewone, dagelijkse kledij in rechtstaan.
- Het apparaat dient op een vlakke ondergrond gebruikt te worden.
- Bij eventuele klachten of drukpunten uw verstrekker raadplegen.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

- De basisplaat is vervaardigd uit multiplex, bekleedt met vinyl en ondersteund door geremde wieltjes.
- De ronde buizen zijn van aluminium.
- De voetschalen zijn vervaardigd uit copolymeer, de zool afgewerkt met vinyl.
- De voetriemen zijn in leder met klittenband.
- De kniesteunen bestaan uit een copolymeer schaal, opgevuld met een plastazote verzachting.
- De bekken en eventuele rompondersteuning bestaan uit neopreen riemen met klittenband.
- De tafel is gemaakt van schuim-PVC.

Reinigingsinstructies

- Het volledige apparaat kan gereinigd worden met een vochtige doek, eventueel aangevuld met een desinfecterend schoonmaakmiddel.
- De riemen mogen gewassen worden in de wasmachine op 30 graden. De riemen aan de lucht laten drogen.

Onderhoudsadvies

Zorg ervoor dat de afstellingen behouden blijven. Bij twijfel, raadplaag uw verstrekker

Recyclage

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO** LOCATIES



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

Le groupe cible visé est celui des enfants qui ne peuvent pas se tenir debout de manière autonome. Mais avec un bon contrôle du haut du corps et seulement des contractures minimales aux genoux et au bassin. Les enfants n'ont pas besoin d'un enlèvement important. Il n'y a pas de taille minimum pour l'enfant.

Fonctionnement du produit

Le cadre debout utilise un principe en trois points. Les jambes sont soutenues par :

- un point d'appui aux talons (arrière),
- un point d'appui aux genoux (avant) et
- un point d'appui aux fesses (arrière).

- L'appareil doit toujours être réglé par un prestataire autorisé lorsqu'il est utilisé pour la première fois.
- Ne pas utiliser si la stabilité du tronc est insuffisante et en cas de contractures excessives des genoux ou du bassin.

Une ceinture à l'arrière peut apporter une stabilité supplémentaire.

La table réglable en hauteur permet un meilleur établissement.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

2. Application du produit

Habituation à l'orthèse

Utilisez-le progressivement jusqu'à ce que l'enfant puisse s'y tenir debout pendant une heure par jour.

Application de l'orthèse

1. Lorsque vous entrez dans le cadre debout, assurez-vous que les talons sont correctement positionnés à l'arrière des coquilles de pied.
2. Guidez les genoux dans les genouillères.
3. Ensuite, fermez suffisamment la ceinture pelvienne et toute ceinture pour le torse.

Vêtements et utilisation de l'orthèse

- L'enfant peut s'y tenir debout avec ses vêtements normaux de tous les jours.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface plane.
- Si vous avez des plaintes ou des points de pression, veuillez consulter votre prestataire.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

- La plaque de base est en contreplaqué, recouverte de vinyle et supportée par des roulettes freinées.
- Les tubes ronds sont en aluminium.
- Les coques des pieds sont en copolymère, la semelle est en vinyle.
- Les lanières de pied sont en cuir avec du velcro.
- Les genouillères sont constituées d'une coque en copolymère, rembourrée avec un plastazote adoucissant.
- Le soutien pelvien et éventuellement le soutien du torse sont constitués de sangles en néoprène avec velcro.
- La table est faite de mousse PVC.

Instructions de nettoyage

- L'ensemble de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide, si nécessaire avec un produit de nettoyage désinfectant.
- Les courroies peuvent être lavées dans la machine à laver à 30 degrés. Laissez les sangles sécher à l'air libre.

Veillez à ce que les paramètres soient maintenus. En cas de doute, consultez votre prestataire.

Recyclage

Déchets résiduels. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

Conseil en matière de soins

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

