



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

Een standingframe VIGO type 3 is een hulpmiddel om kinderen en jong volwassenen die geen zelfstandige stafunctie hebben te laten rechtstaan. Het is bij dit type belangrijk dat de gebruiker een goede controle heeft van het bovenlichaam en slechts minimale contracturen in de knieën en het bekken. Het zorgt voor een goede alignatie van de onderste ledematen. Een grote abductie is niet mogelijk.

Bij dit type standingframe wordt het bekken altijd gesteund door een in hoogte regelbaar, stijf bekkenstuk. Het bekkenstuk sluit met een zijdelings scharnier. De knieën worden ondersteund door aparte gevormde kniestukken, die in hoogte en diepte regelbaar en kantelbaar zijn. De tafel is inclusief en in hoogte regelbaar. Aan de tafel wordt een borststeuntje voorzien.

Un cadre VIGO de type 3 est une aide pour aider les enfants et les jeunes adultes n'ayant pas de fonction indépendante à se mettre debout.

Il est important pour ce type d'appareil que l'utilisateur ait un bon contrôle du haut du corps et des contractures minimales au niveau des genoux et du bassin. Il assure un bon alignement des membres inférieurs.

Un enlèvement de grande envergure n'est pas possible.

Avec ce type de châssis, le bassin est toujours soutenu par une pièce rigide et réglable en hauteur. Le bassin se ferme avec une charnière latérale. Les genoux sont soutenus par des genouillères de forme distincte.

Les genouillères sont réglables en hauteur et en profondeur et inclinables. La table est incluse et réglable en hauteur. Un support de poitrine est prévu à la table.

Standingframe Type 3

Orthèse station debout Type 3

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

De beoogde doelgroep zijn kinderen en jongvolwassenen die niet zelfstandig kunnen staan. Maar met een goede controle van het bovenlichaam en slechts minimale contracturen in knieën en bekken. De doelgroep behoeft geen grote abductie.

Werkingsmechanisme van het product

Het standingframe maakt gebruik van een drie-punts-principe.

Het ondersteunen van de benen gebeurt met:

- een steunpunt aan de hielen (achteraan),
- een steunpunt t.h.v. de knieën (vooraan) en
- een steunpunt op de billen(achteraan).

De in hoogte regelbare tafel zorgt voor een beter oprichting.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Het hulpmiddel moet bij een eerste gebruik steeds ingesteld worden door een erkend verstrekker.
- Niet gebruiken bij onvoldoende rompstabiliteit en bij te grote contracturen van de knieën of het bekken.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Gewenning aan het frame

Het gebruik stapsgewijs opbouwen tot het kind er een uur per dag kan in rechtstaan.

Aanleggen van het frame

1. Bij het instappen van het standingframe dient erop gelet te worden dat de hielen goed achteraan in de voetschalen staan.
2. De knieën begeleiden in de kniesteunen.
3. Dan de bekkensteun dichtklappen en sluiten.

Kledij en gebruik van het frame

- Het kind kan er met zijn gewone, dagelijkse kledij in rechtstaan.
- Het apparaat dient op een vlakke ondergrond gebruikt te worden.
- Bij eventuele klachten of drukpunten uw verstrekker raadplegen.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

- Het frame is vervaardigd uit gelakt staal en is ondersteund door geremde wieltjes.
- De basisplaat is gemaakt van ABS.
- De voetschalen zijn vervaardigd uit copolymeer, de zool afgewerkt met vinyl.
- De voetriemen zijn in leder met klittenband.
- De kniesteunen bestaan uit een gecoate PE-schuim.
- Het stijve bekkenstuk en het borststuk worden gevormd in ABS met een Bultex verzachting.
- De hoezen worden op maat gemaakt in kwaliteitsleder.
- De tafel is gemaakt van PVC.

Reinigingsinstructies

- Het volledige apparaat kan gereinigd worden met een vochtige doek, eventueel aangevuld met een desinfecterend schoonmaakmiddel.

Onderhoudsadvies

Zorg ervoor dat de afstellingen behouden blijven. Bij twijfel, raadplaag uw verstrekker

Recyclage

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

Le groupe cible visé est celui des enfants et des jeunes adultes qui ne peuvent pas se tenir debout de manière autonome. Mais avec un bon contrôle du haut du corps et seulement des contractures minimales aux genoux et au bassin. Le groupe cible n'a pas besoin d'un enlèvement important.

Fonctionnement du produit

Le cadre debout utilise un principe en trois points. Les jambes sont soutenues par :

- un point d'appui aux talons (arrière),
- un point d'appui aux genoux (avant) et
- un point d'appui aux fesses (arrière).

La table réglable en hauteur avec une pièce de poitrine permet un meilleur établissement.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

- L'appareil doit toujours être réglé par un prestataire autorisé lorsqu'il est utilisé pour la première fois.
- Ne pas utiliser si la stabilité du tronc est insuffisante et en cas de contractures excessives des genoux ou du bassin.

2. Application du produit

Habitude à l'orthèse

Utilisez-le progressivement jusqu'à ce que l'enfant puisse s'y tenir debout pendant une heure par jour.

Application de l'orthèse

1. Lorsque vous entrez dans le cadre debout, assurez-vous que les talons sont correctement positionnés à l'arrière des coquilles de pied.
2. Guidez les genoux dans les genouillères.
3. Ensuite, fermez suffisamment la ceinture pelvienne et toute ceinture pour le torse.

Vêtements et utilisation de l'orthèse

- L'enfant peut s'y tenir debout avec ses vêtements normaux de tous les jours.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface plane.
- Si vous avez des plaintes ou des points de pression, veuillez consulter votre prestataire.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

- Le cadre est en acier laqué et est soutenu par des roues freinées.
- La plaque de base est en ABS.
- Les coques des pieds sont en copolymère, la semelle est en vinyle.
- Les lanières de pied sont en cuir avec du velcro.
- Les genouillères sont constituées d'une mousse PE enduite
- La pièce rigide du bassin et la pièce du thorax sont moulées en ABS avec adoucissement Bultex.
- Les couvertures sont faites sur mesure en cuir de qualité
- La table est en PVC.

Instructions de nettoyage

- L'ensemble de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide, si nécessaire avec un produit de nettoyage désinfectant.

Veuillez à ce que les paramètres soient maintenus. En cas de doute, consultez votre prestataire.

Conseil en matière de soins

Déchets résiduels. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

Recyclage

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

